



SENSION+ Referenčná elektróda pre ISE, keramická diafragma, banánový konektor

Kat. číslo produktu: LZW5044.97.0002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Referenčná elektróda, pre merania s ISE, Ag/AgCl s octanom lítym 0,1 M, keramická diafragma, s káblom s dĺžkou 1 m a banánovým konektorom.

Technické údaje

Dĺžka:	120 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	Banana
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	Reference ISE
Plniaci roztok:	LZW9901.99
Referenčné rozhranie sondy:	Keramická
Rozmery (H x D):	12 mm x 120 mm
Špeciálne funkcie:	Referenčná elektróda s dvojitém soľným mostíkom pre ISE, veľká keramická diafragma
Teplotný rozsah:	0 - 60 °C
Teplotný senzor:	-
Typ:	Laboratórna, referenčná pre ISE
Typ elektródy:	Laboratórna referenčná
Záruka:	6 mesiacov