



Práškové reagencie na stanovenie dvojmocného železa, 0,02 - 3,00 mg/l Fe (II)

Kat. číslo produktu:

103769

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagentia v zatavených baleniach na stanovenie dvojmocného železa (Fe^{2+}). 100 ks v balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8146
Názov metódy:	1,10-fenantrolín
Parameter:	Železo, dvojmocné
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,02 - 3,00 mg/L Fe^{2+}
Veľkosť balenia:	100 /pk