



Reagencie, polštárky s práškom, FerroVer železo, 10 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

2105728

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Prášková reagencie v zatavených sáččích, bal./1 000 ks. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metódy:	8008
Názov metódy:	FerroVer
Parameter:	Železo
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	1000
Podmienky skladovania:	10 °C až 25 °C
Prístroj:	Vše s výjimkou DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	1000 /pk