



## Železo, reagencie, polštářky s práškem (TPTZ), 0,012 - 1,800 mg/L Fe

**Kat. číslo produktu:**

**2275699**

**Nebezpečné**

EUR Cena bez DPH:  
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás



Práškové činidlo v zatavených sáččích pro stanovení nízkých koncentrací železa. Pro 25mL vzorek. 100/balení

### Technické údaje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Číslo metody:    | 8112                  |
| Název metody:    | TPTZ                  |
| Parameter:       | Železo                |
| Platforma:       | Práškové reagencie    |
| Počet testů:     | 100                   |
| Prístroj:        | DR 3000, DR 2000      |
| Rozsah merania:  | 0,012 - 1,800 mg/L Fe |
| Veľkosť balenia: | 100 /pk               |