



Reagencie na stanovenie železa, ACCUVAC ampule, 0,012 - 1,800 mg/l Fe

Kat. číslo produktu: 2510025

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 2608799

Ampulky ACCUVAC obsahujú presné množstvo reagencie na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie nízkych koncentrácií železa metódou TPTZ.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytujú rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagenty. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagenty.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagentní nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentů nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8112
Názov metody:	TPTZ
Parameter:	Železo
Platforma:	Accuvac
Počet testov:	25
Prístroj:	Všetky okrem DR/820
Rozsah merania:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Veľkosť balenia:	25 /pk