



Reagenčná súprava na stanovenie železa, 0,01 - 1,80 mg/l Fe

Kat. číslo produktu:

2544800

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagentie v zatavenom balení na stanovenie železa za prítomnosti zlúčenín molybdénu.

Reagencia FerroMo Iron slúži na stanovenie železa za prítomnosti zlúčenín molybdénu vo vode chladiacich veží. Bráni redukcii molybdénu, ktorá vytvára čierny roztok. Nevyžaduje sa predúprava.

Technické údaje

Číslo metódy:	8365
Názov metódy:	FerroMo
Parameter:	Železo
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/820 a vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Špeciálne funkcie:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows