



MolyVer 2, molybden, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2604399

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení molybdenu, 0,3 - 40,0 mg/L Mo. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Název metody:	Kyselina merkaptosuccinová
Parameter:	Molybden
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Velikost balení:	100 /pk