



Práškové reagencie na stanovenie bária, 2 - 100 mg/ Ba

Kat. číslo produktu:

1206499

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie bária, turbidimetrická metóda. 100 ks v balení

Technické údaje

Číslo metódy:	8014
Názov metódy:	Turbidimetrická
Parameter:	Bárium
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem PC II
Rozsah merania:	2 - 100 mg/L Ba
Veľkosť balenia:	100 ks v balení