



ChromaVer, reagencie pro stanovení chromu, polštářky s práškem, 0 - 0,60 mg/L Cr⁶⁺

Kat. číslo produktu:

1206699

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové činidlo v zatavených sáčcích pro stanovení chromu, šestimocného a celkového. Pro 25mL vzorek. 100/balení

Technické údaje

Číslo metody:	8023
Název metody:	1,5 -difenylkarbohydrazid
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Prístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	0 - 1,00 mg/L Cr ⁶⁺
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 /pk