



CuVer 1, měď, reagencie, polštářky s práškem, 0,04 - 5,00 mg/L Cu

Kat. číslo produktu:

1418899

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové činidlo v zatavených sáčcích pro stanovení mědi, metoda bicinchoninát. Pro 25mL vzorek. 100/balení

Technické údaje

Číslo metody:	8506
Název metody:	Bicinchoninát
Parameter:	Měď
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Prístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 /pk