



## Reagenčná súprava na stanovenie mangánu, práškové vankúšiky, 0,1 – 20,0 mg/l Mn

**Kat. číslo produktu:**

**2430000**

EUR Cena bez DPH:  
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Práškové reagenty v zatavených baleniach na stanovenie rozpusteného mangánu pomocou metódy oxidácie jodistanom. Pre 10 ml vzorky. 100 testov

### Technické údaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Číslo metódy:   | 8034                        |
| Názov metódy:   | Oxidácia jodistanom         |
| Objem vzorky:   | 10 mL                       |
| Parameter:      | Mangán                      |
| Platforma:      | Práškové reagenty           |
| Počet testov:   | 100                         |
| Prístroj:       | All except DR/3000, DR/2000 |
| Rozsah merania: | 0,1 - 20,0 mg/L Mn          |
| Soulad s EPA:   | Áno                         |