



## Jodistan sodný, polštářky s práškem, pro mangan, 25 mL, bal./100 ks

**Kat. číslo produktu:**

**98499**

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení manganu, metoda s jodistanem za studena, a titrace železa. Pro 25 mL vzorek.

Pro stanovení manganu metodou oxidace jodistanem. Schváleno organizací EPA pro účely reportování analýz odpadních vod (je nutný rozklad). Metoda Hach 8034. Velikost vzorku: 25 mL, balení po 100 polštářcích s práškem.

---

### Technické údaje

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Názov metódy:    | Oxidace jodistanem |
| Platforma:       | Práškové reagencie |
| Počet testov:    | 100                |
| Veľkosť balenia: | 100 /pk            |