



Štandardný roztok hydroxidu draselného, 8,00 N, 500 ml

Kat. číslo produktu:

28249

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie medi, 0,1 - 8,0 mg/l Cu a tvrdosti, metóda titrácie a byretovej titrácie.

Na úpravu hodnoty pH počas stanovovania vápnika titráciou s EDTA. Metódy Hach 8222 (byreta) a 8204 (digitálny titrátor). Fľaša s objemom 500 ml.

Technické údaje

Koncentrácia:	8,00 N
Názov metódy:	Titrácia EDTA
Objem / Veľkosť balenia:	500 mL
Parameter:	odlišuje sa
Platforma:	Roztok
Popis:	Štandardný roztok hydroxidu draselného, 8,00 N, 500 ml