



Štandardný roztok kyseliny sírovej, 0,020 N, 1 l

Kat. číslo produktu:

20353

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie alkality byretovou titráciou. Metóda Hach 8221. Fľaša s objemom 1 liter

Technické údaje

Aplikácie:	Odstranění chloru
Číslo metódy:	8289 (zásúprava)
Koncentrácia:	0,020 N
Package settings:	Láhev
Parameter:	Alkalita
Platforma:	Roztok
Popis:	Štandardný roztok kyseliny sírovej, 1 l
Rozsah merania:	0 - 10
Rozsah merania (2):	0 - 5 000 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	1 l
Vzorec:	H ₂ SO ₄ 0.02 N