



KAS, reagencie 1, 0,2 - 5,0 mg/L CTAB, 50 polštářků s práškem

Kat. číslo produktu:

2401066

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení kvartérních amoniových sloučenin (KAS).

Technické údaje

Číslo metody:	8336
Názov metody:	Přímý binární komplex
Parameter:	Kvartérní amoniové sloučeniny
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	50
Veľkosť balenia:	50 ks v balení