



Hydroxid sodný, náplň pro digitální titrátor, 0,3636 N

Kat. číslo produktu:

1437801

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Titrační činidlo připravené k použití, pro stanovení oxidu uhličitého, 10 - 100 mg/L CO₂.

Pro stanovení oxidu uhličitého digitální titrací

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovanými titračními činidly k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8205
Název metody:	Fenolftalein
Odmerný roztok:	0,3636 N NaOH
Parameter:	Oxid uhličitý
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	10 - 100 mg/L CO ₂