



Štandardný roztok kyseliny sírovej, 0,035 N, 100 ml MDB

Kat. číslo produktu:

2349732

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie alkality pomocou testovacej súpravy s kvapkovou titráciou. Označená odkvapkávacia fľaša s objemom 100 ml (MDB).

Technické údaje

Koncentrácia:	0,035 N
Objem / Veľkosť balenia:	100 mL
Parameter:	Alkalita
Platforma:	Roztok
Popis:	Štandardný roztok kyseliny sírovej, 0,035 N, 100 ml MDB