



Thiosulfát sodný, náplň pro digitální titrátor, 0,113 N

Kat. číslo produktu: 2267301
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Titrační činidlo připravené k použití pro analýzu celkového chloru, 20 - 2 000 mg/L Cl₂.

Pro stanovení chloru jodometrickou titrací digitálním titrátořem. 0,113 N, Číslice x 0,1 = mg/L Cl₂ ve vzorku 5 mL, číslice x 0,000141 = meq. Přibližně 40 - 100 testů

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátořem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Výměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8209
Název metody:	Jodometrická metoda
Odměrný roztok:	0,113 N Na ₂ S ₂ O ₃
Parameter:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	20 - 2 000 mg/L Cl ₂