



Reagenčná súprava na stanovenie oxidu chloričitého, 0,02 - 0,50 mg/l ClO₂, 100 ks

Kat. číslo produktu: HPT240
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Amarantová metóda

Technické údaje

Názov metódy:	Amarantová metóda
Parameter:	Oxid chloričitý
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C
Popis:	kvapalná reagenčná súprava na stanovenie oxidu chloričitého
Rozsah merania:	0,02 - 0,50 mg/L ClO ₂
Špeciálna poznámka:	kalibrované pre DR 820/50/90, 2000/10, 4000, 2500 a kolorimeter POCKET Colorimeter pre chlór