



Reagencie, polštárky s práškom, DPD, celkový chlor, 5 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

1407628

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení celkového chloru, až do 3,5 mg/L Cl₂. Pro vzorek 5 mL.

Technické údaje

Názov metódy:	DPD
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	1000
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Rozsah merania:	5 mL