



Swiftest Dávkovač reagentů DPD Total Chlorine a reagentná liekovka

Kat. číslo produktu:

2802400

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Na stanovenie celkového chlóru, 0,02 - 2,00 mg/l Cl₂ a 0,02 - 4,50 mg/l Cl₂.

Technické údaje

Číslo metódy:	8167
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, celkový
Platforma:	Swiftest
Počet testov:	Přibližně 250
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂

Potrebné príslušenstvo

- DPD na stanovenie celkového chlóru, náhradná náplň do dávkovača Swiftest (Item 2105660)