



Monochlor F práškové reagencie, 100 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2802299

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení volného amoniaku.

Pro stanovení monochloraminu, volného amoniaku a volného chloru indofenolovou metodou. Metody Hach 10171, 10172, 10200 a 10241. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:	Indofenol
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	Liší se
Prístroj:	Vše s výjimkou DR 900
Veľkosť balenia:	100 /pk