



Reagenčná súprava na stanovenie tvrdosti vody, kalmagit-kolorimetrická metóda

Kat. číslo produktu:

2319900

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Na stanovenie tvrdosti vody, 0,05 - 4,00 mg/l vápnik ako CaCO_3 /0,05 - 4,00 mg/l; horčík ako CaCO_3 . 100 testov

Technické údaje

Číslo metódy:	8030
Názov metódy:	Kalmagit-kolorimetrická metóda
Parameter:	Tvrdosť, Ca a Mg
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem PC II
Rozsah merania:	0,05 - 4,00 mg/L Ca ako CaCO_3
Rozsah merania (2):	0,05 - 4,00 mg/L Mg ako MgCO_3
Špeciálne funkcie:	Reagent set