



Kyselina, činidlo, polštářky s práškem (bal./100 ks)

Kat. číslo produktu:

104299

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové činidlo v zataveném balení pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého, silikomolybdenanová metoda. Používá se také pro stanovení vysokého rozsahu chlornanu, jodometrická metoda.

Technické údaje

Číslo metody:	8185
Názov metody:	Silikomolybdenan
Parameter:	Oxid křemičitý
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testů:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk