



HydraVer 2 Reagencia na stanovenie hydrazínu, 4 - 600 µg/l N₂H₄

Kat. číslo produktu:

179032

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Na stanovenie hydrazínu, p-dimetylaminobenzaldehydová metóda. Pre 10 ml vzorky. 100 ml fľaša.

Technické údaje

Číslo metódy:	8141
Názov metódy:	p-dimetylaminobenzaldehyd
Parameter:	Hydrazín
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Popis:	Reagencia HydraVer 2 na stanovenie hydrazínu
Prístroj:	Všetky okrem DR/850, DR/820, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Veľkosť balenia:	100 mL