



COD TNT, 20 – 1 000 mg/l O₂

Kat. číslo produktu:

2623451

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Kyvetový test Test 'N Tube

Technické údaje

Číslo metódy: 10067

Názov metódy: Mangán (III)

Parameter: CHSK

Počet testov: 25

Požadovaný rozklad: Áno

Prístroj: DR 900

Rozsah merania: 20 - 1000 mg/L

Špeciálna poznámka: 16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.