



Reagenčné ampulky ACCUVAC na stanovenie rozpusteného kyslíka, 6 - 800 µg/l O₂

Kat. číslo produktu:

2501025

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampulky ACCUVAC obsahujú presné množstvo reagentu na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie rozpusteného kyslíka, indigo-karmínová metóda.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytujú rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metódy:	8316
Názov metódy:	Indigo-karmín
Parameter:	Kyslík, rozpustený
Platforma:	Accuvac
Počet testov:	25
Prístroj:	Všetky okrem DR/820, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	6 - 800 µg/L O ₂
Veľkosť balenia:	25 /pk