



Ampulky ACCUVAC s reagenciou na stanovenie rozpusteného kyslíka, 0,3 - 15,0 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

2515025

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Ampulky ACCUVAC obsahujú presné množstvo reagencie na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie rozpusteného kyslíka, metóda HRDO. Balenie 25 ks

Rýchle

Ampulky AccuVac® ponúkajú možnosť dosiahnutia rýchlych výsledkov. Rozlomiť, naplniť vzorkou a zmerať výsledok - šetrí sa Váš cenný čas.

Jednoduché

Vzorky ani reagencie nie je potrebné odmeriavať. Vákuované ampulky nasajú správny objem vzorky, t. j. spoľahlivé výsledky dosiahne každý používateľ s minimálnym úsilím.

Presný

Vákuované vialky optickej kvality zabezpečujú presné merania a stabilitu reagencie.

Použiteľné kdekoľvek potrebujete namerať výsledky.

Ampulky uchovávajú reagencie a slúžia aj ako fotometrické meracie kyvety. Preprava reagencií ani vzoriek sa nevyžaduje.

Technické údaje

Číslo metódy:	8166, 8333
Názov metódy:	HRDO
Parameter:	Kyslík, rozpustený
Platforma:	Accuvac
Počet testov:	25
Prístroj:	Celkom
Rozsah merania:	0,3 - 15,0 mg/L O ₂
Rozsah merania (2):	1,0 - 40,0 mg/L O ₂
Veľkosť balenia:	25 /pk