



BSK, nutrient, polštářky s pufrem, 3 L, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:	1486166
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Pro přípravu ředicí vody BSK5. Každý polštářek obsahuje pufr (dle APHA)
a nutrienty k přípravě 3 L ředicí vody. Balení po 50 polštářcích.

Technické údaje

Aplikácie:	Příprava ředicí vody
Jednotky:	50/pk
Package settings:	Polštářky s práškem
Popis:	Nutrienty a pufr
Veľkosť balenia:	50 ks
Vzorec:	Nutrienty a pufr