



TOC (vytesňovacia metóda) TNT, 100 - 700 mg/l C

Kat. číslo produktu:

2760445

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N Tube (test a skúmavka)

Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagenty a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy: 10128

Názov metódy: Priamy

Parameter: TOC

Platforma: Test 'N Tube

Počet testov: 25 - 50

Požadovaný rozklad: Áno

Prístroj: DR 900

Rozsah merania: 100 - 700 mg/L C

Špeciálna poznámka: 16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.