



Chloridy, sada reagensií, 10 - 10 000 mg/L Cl

Kat. číslo produktu:

2288000

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Pro stanovení chloridů titrační metodou s digitálním titrátorem s dusičnanem stříbrným (metoda Hach 8207). Sada obsahuje chloridy, indikátor 2, polštářky s práškem, a dusičnan stříbrný, dvě náplně pro titrátor.

Technické údaje

Číslo metody:	8207
Názov metody:	Dusičnan stříbrný, titrace
Platforma:	Digitálny titrátor
Počet testov:	100
Rozsah merania:	10 - 10 000 mg/L Cl ⁻