



Reagencie, polštárky s práškom, SulfaVer 4, sírany, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu: 1206528

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1206599

Práškové činidlo v zatavených sáččích pro stanovení síranů. Pro 25 mL vzorek.

Pro stanovení síranů metodou zákalu SulfaVer 4. Přijato organizací USEPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro hlášení analýzy odpadní vody pomocí metody Hach 8051. Rozsah: až 70 mg/L. Velikost vzorku: 25 mL. Balení po 1 000 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Číslo metody:	8051
Názov metody:	SulfaVer 4
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	1000
Prístroj:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Rozsah merania:	2 - 70 mg/L SO ₄
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	1000 /pk