



Sada reagensií, siřičitany, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2272300

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení siřičitanů, 4 -> 400 mg/L SO₃.

Pro stanovení siřičitanů titrací digitálním titrátořem s jodátem-jodidem, metoda Hach 8216. Rozsah: 4 až 400+ mg/L SO₃. Sada reagensií zahrnuje: Rozpuštěný kyslík, reagentie 3, polštářky s práškem, jodát-jodid, náplň (0,3998 N) a škrob, indikátor. Přibližně 40 - 100 testů

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátořem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Výměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8216
Název metody:	Jodát-jodid
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	100
Rozsah měření:	4 - > 400 mg/L SO ₃ ²⁻
Speciální funkce:	Sulfite Reagent set, Digital Titrator