



## Sada reagensí, kyanidy, polštářky s práškem, 0,002 - 0,240 mg/L CN<sup>-</sup>

**Kat. číslo produktu:**

**2242800**

**Nebezpečné**

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková činidla v zatavených sáčcích pro stanovení kyanidů, metoda pyridin-pyrazalon. Pro vzorek 25 mL.

### Technické údaje

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Číslo metody:  | 8027                               |
| Název metody:  | Pyridin-pyrazalon                  |
| Platforma:     | Práškové reagensie                 |
| Počet testů:   | 100                                |
| Přístroj:      | DR 3000, DR 2000                   |
| Rozsah měření: | 0,002 - 0,240 mg/L CN <sup>-</sup> |