



Kalibrační souprava, standardy turbidity Stablcal, přenosný turbidimetr 2100P, láhve 500 mL

Kat. číslo produktu:

2659400

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Čtyři stabilizované formazinové primární standardní roztoky v lahvích, připravené k použití. Souprava obsahuje 500 mL každého roztoku: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.

Souprava kalibračních standardů Stablcal, pro přenosný turbidimetr 2100P. Uznáno organizací USEPA pro účely kalibrace. Stabilizované formazinové standardy turbidity Stablcal jsou právě formazinové roztoky vyvinuté pro použití v jakémkoliv turbidimetru. Souprava obsahuje láhve 500 mL standardních roztoků <0,1, 20, 100, a 800 NTU.

Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a to bez zbytečného vynakládání času a úsilí, jako je tomu v případě standardů připravovaných v laboratoři.

Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrácia:

< 0,1, 20, 100, 800 NTU

Veľkosť balenia:

sada po 4 kusech