



Stabilizovaný formazinový standard turbidity Stablcal, 20 NTU, 100 mL

Kat. číslo produktu:

2660142

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Stabilizovaný pravý formazinový primární standardní roztok, připravený k použití, 20 NTU, 100 mL, láhev. Hodí se pro všechny turbidimetry. Uznáno organizací USEPA pro účely kalibrace.

Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a nařaděné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a to bez zbytečného vynakládání času a úsilí, jako je tomu v případě standardů připravovaných v laboratoři.

Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrace: 20 NTU

Platforma: Roztok