



Stablcal Kalibračná súprava štandardov turbidity 0 - 4000 NTU

Kat. číslo produktu:

2662105

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás



Päť kusov pripravených na použitie, primárne štandardné roztoky stabilizovaného formazínu. Súprava obsahuje zatavené vialky: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU.

Presné, predmiešané roztoky formazínu

Spoločnosť Hach pripravuje štandardy Stablcal v presných koncentraciách a širokom rozsahu koncentrací pomocou patentovanej výrobní technológie, čo umožňuje presnú kalibráciu turbidimetrov.

Založené na primárnych štandardoch formazínu

Stabilizované formazínové štandardy Stablcal obsahujú stejný polymer rozptyľujúci svetlo ako tradiční primárny formazínové štandardy turbidity a majú srovnateľné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetrí čas a prácu

I keďže lze primárny formazínové štandardní roztoky pripravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a nařaděné štandardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazínu - poskytuje opakovatelné výsledky a šetrí čas a námahu potřebnou na přípravu štandardů.

Spolehlivost' výsledkov

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako štandard turbidity v odvětví pitné vody. Štandardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením turbidity.

Technické údaje

Koncentrácia:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
Parameter:	Zákal
Prístroj:	2100N, 2100N IS, TL2300 and TL2310 IS
Veľkosť balenia:	Súprava 5