



Fluoridy, polštářky s práškem pro úpravu iontové síly (ISA), bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

258999

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Fluoridy, pufr pro úpravu celkové iontové síly (TISAB) pro použití při stanovení fluoridů metodami s elektrodou. Velikost vzorku: 25 mL. Eliminuje interference hliníku a železa. Prášková forma neředí vzorky. Ideální pro stanovení velmi nízkých koncentrací fluoridů. Balení po 100 polštářcích s práškem

Technické údaje

Koncentrácia:	ISA
Package settings:	Powder Pillows
Parameter:	Fluoride
Rozsah merania:	0,01 mg/L po saturovaný roztok
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 /pk