



Dusík, celkový, TNT, 10 – 150 mg/l N

Kat. číslo produktu:

2714100

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagensiami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N Tube (test a skúmavka), 25 – 50 testov/balenie

Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavretý systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagenty a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	10072
Názov metódy:	Mineralizácia peroxodisíranom
Parameter:	Dusík, celkový
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 - 50
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Popis:	Dusík, celkový, reagenčná súprava TNT, HR
Požadovaný rozklad:	Áno
Poznámka:	†Závisí od počtu analyzovaných reagenčných blankov.
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	2 - 150 mg/L N
Špeciálna poznámka:	Súprava sa skladá z 2 kartónov: 27140-45 a 26721-45
	27140-45 = TN hydroxidový reagenčný roztok (2714045), vankúšiky s práškovým peroxosíranom (2671846)
	26721-45 = TN reagentia C kyseliny (2672145), vankúšiky s práškovou bisulfidovou reagentiou A (2671946), vankúšiky s práškovou indikačnou reagentiou B (2672046)