



Fosforečnany celkové a hydrolyzovatelné v kyseline, TNT, 0,06 - 3,5 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

2742745

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagensiami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N Tube (test a skúmavka)

Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavretý systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všetchny nezbytné reagenty a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8180
Názov metódy:	Kyselina askorbová
Parameter:	Total & Acid Hydrolyzable
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 - 50
Popis:	súprava obsahuje: Kyvety, hydroxid sodný, 1,0 N (104542), peroxodisíran draselný práškové reagentie (2084766), PhosVer 3 práškové reagentie (2106046)
Požadovaný rozklad:	Ano
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Špeciálna poznámka:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.