



Práškové reagencie na stanovenie fosforečnanov, 0,02 - 2,50 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

212528

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie ortofosforečnanov. Pre 25 ml vzorky. 1 000 ks

Technické údaje

Číslo metódy:	8048
Názov metódy:	Kyselina askorbová
Parameter:	Ortofosfát
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	1000
Prístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	1000 /bal.