



Reagencia molybdovanadičnan, AccuVac, 0,3 - 45,0 mg/l

Kat. číslo produktu:

2525025

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 2076032

Ampulky ACCUVAC obsahujú presné množstvo reagencie na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie ortofosforečnanov.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytujú rýchle výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtete - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagentní nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8114
Název metody:	Molybdovanadát
Parameter:	Ortofosfát
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Prístroj:	Všetky okrem DR/850, DR/820, PC II
Rozsah merania:	0,3 - 45,0 mg/L PO ₄
Veľkosť balenia:	25 ks