



Reagencia molybdénan 3 na analýzu kremíka, 2,9 L

Kat. číslo produktu:

199503

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Reagencia molybdénan 3 (2,9 L) používaná v analyzátoroch kremíka radu 5000.

Technické údaje

Parameter:	Kremík
Podmienky skladovania:	Pevne zatvorené nádoby uchovávajúte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred vlhkosťou.
Prístroj:	5500sc kremík
Rozsah merania:	neuvedené
Veľkosť balenia:	2,9 L