



Reagenčná súprava na stanovenie celkového chlóru pre analyzátor chlóru CL17/CL17sc

Kat. číslo produktu:

2557000

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Nebezpečné



Vyroben tak, aby naplnil najprísnejší standardy kvality

Souprava činidel pro stanovení celkového chloru se používá s analyzátory Hach CL17/CL17sc. Reagencie Hach zaručují přesné a konzistentní výsledky.

Souprava činidel pro stanovení celkového chloru obsahuje:

- Jednu 24g lahev sloučeniny DPD
- Jednu 473mL lahev roztoku indikátoru pro celkový chlor
- Jednu 473mL lahev pufovacího roztoku pro celkový chlor

Chcete zjednodušit opakované objednání reaglií? Zeptejte se svého zástupce společnosti Hach na náš jednoduchý program automatického doručování činidel Hach CL17 a souprav činidel.

*Tento produkt nebyl hodnocen pro testy na chlor a chloraminy ve zdravotnických aplikacích v USA.

Technické údaje

Číslo metódy:	8370
Názov metódy:	DPD
Obsah balenia:	Obsahuje zlúčeninu DPD (N,N-dietyl-p-fenyléndiamín), indikátor a pufor
Parameter:	Chlór
Počet testov:	450
Podmienky skladovania:	Udržujte nádoby tesne uzavrené na suchém, chladném a dobre vetraném mieste. Chraňte pred vlhkosťou.
Prístroj:	CL17/CL17sc
Rozsah merania:	0,03–5,00 mg/L Cl ₂ pro CL17, 0,03–10,00 mg/L Cl ₂ pro CL17sc

Obsah balenia

Obsahuje zlúčeninu DPD (N,N-dietyl-p-fenyléndiamín), indikátor a pufor