



## SENSION+ Gélová elektróda ORP/Redox, keramická diafragma

**Kat. číslo produktu:** LZW5055.97.0002  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

ORP/Redox elektróda s platínovým drôtom. Polykarbonátové telo. Rozsah  $\pm 2\,000$  mV, 0 – 80 °C. Nízke nároky na údržbu. Určené pre prenosné prístroje.

### Technické údaje

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dĺžka:                      | 85 mm (bez rukoväti)         |
| Dĺžka kábla:                | 1 m                          |
| Materiál:                   | Telo elektródy: polykarbonát |
| Parameter:                  | ORP                          |
| Plniaci roztok:             | Nedoplňateľná gélová         |
| Presnosť:                   | 1 mV s meračom pH1           |
| Referenčné rozhranie sondy: | Keramický kolík              |
| Rozmery (H x D):            | 12 mm x 85 mm (bez rukoväti) |
| Rozsah merania:             | $\pm 2000$ mV                |
| Teplotný rozsah:            | 0 - 80 °C                    |
| Teplotný senzor:            | -                            |
| Typ:                        | Prenosné                     |
| Typ elektródy:              | Prenosná                     |
| Typ senzora:                | Platinový kruhový prstenec   |
| Záruka:                     | 6 mesiacov                   |