



Práškové reagencie na stanovenie bóru, 0,2 - 14,0 mg/l B

Kat. číslo produktu:	1417099
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie bóru pomocou karmínovej metódy. 100 ks v balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8015
Názov metódy:	Karmín
Parameter:	Bór
Počet testov:	100
Poznámka:	*Vo všeobecnosti spektrofotometer DR 5000 používa rovnaké metódy ako DR/4000. DR 2800 pracuje s rovnakými metódami ako DR 2700, DR/2500 a DR/2400. Existuje však niekoľko výnimiek.
Prístroj:	Všetky okrem DR/800, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,2 - 14,0 mg/L B
Veľkosť balenia:	100 ks