



Molybdenan, činidlo, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:	104199
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Práškové činidlo v zataveném balení pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého (0 - 100,0 mg/L SiO₂) silikomolybdenanovou metodou. Pro 25mL vzorek. Balení po 100.

Technické údaje

Číslo metody:	8185
Název metody:	Silikomolybdenan
Parameter:	Oxid křemičitý
Platforma:	Práškové reagenty
Počet testů:	100
Velikost balení:	100 /pk