



Reagenčná súprava na stanovenie tvrdosti, 8 – 1 000 µg/l Ca a Mg vo forme CaCO₃

Kat. číslo produktu:

2603100

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Na stanovenie tvrdosti v ultranízkych rozsahoch, chlorofosfonázová metóda.

Reagenčná súprava na stanovenie tvrdosti v ultranízkych rozsahoch pomocou chlorofosfonázovej metódy. Metóda Hach 8374. Rozsah: 4 – 1 000 µg/l Ca a Mg vo forme CaCO₃. Chlorofosfonázová reagentia je zabalená vo vankúšikoch s vopred odmeraným roztokom. (100 testov.)

Technické údaje

Číslo metódy:	8374
Názov metódy:	Chlorofosfonázo
Parameter:	Tvrdosť
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/800, PC II
Rozsah merania:	8 - 1000 µg/L CaCO ₃
Špeciálne funkcie:	Reagent set, Pillows