



BSK, nutrient, polštářky s pufrem, pro přípravu 300 mL, bal./50 ks

Kat. číslo produktu: 1416066
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie BSK

Pro přípravu ředící vody BSK5. Každý polštářek obsahuje pufr (dle APHA) a nutrienty k přípravě 300 mL ředící vody. Balení po 50 polštářcích.

Technické údaje

Aplikácie:	Příprava ředící vody
Jednotky:	50/pk
Package settings:	Polštářky s práškem
Parameter:	BSK
Platforma:	Práškové reagencie
Popis:	Nutrienty a pufr
Veľkosť balenia:	50 ks
Vzorec:	Nutrienty a pufr

Potrebné príslušenstvo

- Inokulum pro BSK, Polyseed, bal./50 kapslí (Item 2918700)
- Štandardný roztok BSK, 300 mg/L O₂, 10 mL, 16 ks. (Item 1486510)
- Inhibitor nitrifikace pro BSK, Formule 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)