



Štandardný roztok, sírany, 1 000 mg/l SO₄ (NIST), 500 ml

Kat. číslo produktu:	2175749
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Jednparametrové štandardy na zabezpečenie analytickej kvality.

Na kontrolu presnosti pri stanovení síranov

Technické údaje

Koncentrácia:	1000 mg/L SO ₄
Parameter:	odlišuje sa
Platforma:	Roztok
Popis:	Štandardný roztok, sírany, 1 000 mg/l SO ₄ (NIST), 500 ml
Veľkosť balenia:	500 mL 500